



Conteneur 50 L - 1519 - Blanc

Ref. : G030621



Plus produit

Conteneur rond alimentaire.

Caractéristiques produit

Hauteur	525 mm
Diamètre	450 mm
Contenance	50 L
Matière	PEHD
Couleur	Blanc
Poids	3.090 kg
GENCODE	3100410306215
Code douanier	39231000

Données logistiques

Nombre de pièces par palette	60
Poids palette	194,4 kg
Longueur palette	1000 mm
Largeur palette	1200 mm

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GLAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.