



## Couvercle pour conteneur 50 L, 1519 - blanc

Ref. : G152021



### Plus produit

Couvercle pour conteneur rond alimentaire G030621.  
Le couvercle s'adapte également aux baquets 35 L G608121.

### Caractéristiques produit

Hauteur	35 mm
Diamètre	495 mm
Matière	PEHD
Couleur	Blanc
Poids	0.700 kg
GENCODE	3100411520214
Code douanier	39235090

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.

### Données logistiques

Nombre de pièces par sous conditionnement	23
Poids sous conditionnement	18 kg
Longueur sous conditionnement	600 mm
Largueur sous conditionnement	500 mm
Hauteur sous conditionnement	400 mm
Nombre de pièces par palette	368
Poids palette	298 kg
Longueur palette	1000 mm
Largeur palette	1200 mm
Hauteur palette	1700 mm
Nombre d'unités par couche	4
Nombre de couches par palette	4