



Jerrican 20 L - blanc

Ref. : G105421



Plus produit

Jerrican apte au contact alimentaire.
Equipé d'une bac verseur de 170 mm.
Transportable à l'aide de sa poignée.
Grande résistance.
Translucide permettant de contrôler le niveau de liquide.
Ne convient pas au stockage des hydrocarbures.

Caractéristiques produit

Hauteur	460 mm
Largeur	200 mm
Longueur	320 mm
Contenance	20 L
Matière	PEHD
Couleur	Blanc
Longueur intérieure bas produit	300 mm
Largeur intérieure bas produit	190 mm
Poids	1.435 kg
GENCODE	3573678666610
Code douanier	39233090

Données logistiques

Nombre de pièces par palette	64
Poids palette	100 kg
Longueur palette	1000 mm
Largeur palette	1200 mm
Hauteur palette	1970 mm

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GLAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.