



## Bac d'intervention à poignée - gris

Ref. : G161477



### Plus produit

Bac d'intervention.  
Très résistant.  
Adapté à une utilisation professionnelle polyvalente.  
Bac d'intervention utilisable avec 1 ou 2 casiers.

### Caractéristiques produit

Hauteur	205 mm
Largeur	255 mm
Longueur	385 mm
Matière	PEHD
Couleur	Gris
Longueur intérieure bas produit	360 mm
Largeur intérieure bas produit	235 mm
Hauteur intérieure bas produit	110 mm
Poids	0.840 kg
GENCODE	3100411614777
Code douanier	39231090

### Données logistiques

Nombre de pièces par palette	112
Poids palette	116 kg
Longueur palette	1000 mm
Largeur palette	1200 mm
Hauteur palette	1500 mm

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.