



Casier pour bac d'intervention - gris

Ref. : G161277



Plus produit

Casier pour bac d'intervention.

Caractéristiques produit

Hauteur	42 mm
Largeur	104 mm
Longueur	382 mm
Matière	PEHD
Couleur	Gris
Poids	0.200 kg
GENCODE	3100411612773
Code douanier	39231090

Données logistiques

Nombre de pièces par palette	1120
Poids palette	164 kg
Longueur palette	1000 mm
Largeur palette	1200 mm
Hauteur palette	1460 mm

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.