



Casier pour bac d'intervention - jaune

Ref. : G161228



Plus produit

Casier pour bac d'intervention.

Caractéristiques produit

Hauteur	42 mm
Largeur	104 mm
Longueur	382 mm
Matière	PEHD
Couleur	Jaune
Poids	0,200 kg
GENCODE	3573678670297
Code douanier	39231000

Données logistiques

Nombre de pièces par palette	1120
Poids palette	164 kg
Longueur palette	1000 mm
Largeur palette	1200 mm
Hauteur palette	1460 mm

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GLAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.