



Poubelle carrée 4 L - blanc

Ref. : G038421



Plus produit

Poubelle adaptée à l'équipement des collectivités, chambre d'hôtel...
Avec seau intérieur en plastique blanc + anse
Longévité et durabilité
Parfaite stabilité et facile à entretenir.

Caractéristiques produit

Hauteur	228 mm
Largeur	230 mm
Longueur	200 mm
Contenance	4 L
Matière	PP
Couleur	Blanc
Poids	0,470 kg
GENCODE	3573670384215
Code douanier	39229000

Données logistiques

Nombre de pièces par sous conditionnement	144
Poids sous conditionnement	67,68 kg

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GLAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.