



## Bonbonne 20 L avec genouillère métal - blanc

Ref. : G174721



### Plus produit

Bonbonne à fermeture vissée. Certifiée contact alimentaire par des tests de migration garantissant la préservation de la qualité du contenu.

### Caractéristiques produit

Hauteur	454 mm
Largeur	280 mm
Longueur	280 mm
Diamètre	215 mm
Contenance	20 L
Matière	PEHD
Couleur	Blanc
Poids	1.660 kg
GENCODE	3573678672116
Code douanier	39233090

### Données logistiques

Nombre de pièces par palette	60
Poids palette	109 kg
Longueur palette	1000 mm
Largeur palette	1200 mm

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GLAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.