



## Support sac 120 L sans couvercle

Ref. : G619061



### Plus produit

Pour être utilisé avec un couvercle de la couleur de son choix en complément.  
Support sac équipé de 2 roues pour faciliter le déplacement. 2 roues supplémentaires sont disponibles en option.  
Mise en place et extraction du sac très facile.  
La poignée droite, à l'arrière, permet un meilleur positionnement contre les murs.

### Caractéristiques produit

Hauteur	950 mm
Largeur	500 mm
Longueur	640 mm
Contenance	120 L
Matière	PEHD
Couleur	Blanc
Longueur intérieure bas produit	400 mm
Largeur intérieure bas produit	380 mm
Hauteur intérieure bas produit	790 mm
Poids	5.600 kg
GENCODE	3573678679719
Code douanier	39231090

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.

### Données logistiques

Nombre de pièces par sous conditionnement	1
Poids sous conditionnement	6,6 kg
Longueur sous conditionnement	790 mm
Largueur sous conditionnement	280 mm
Hauteur sous conditionnement	510 mm
Nombre de pièces par palette	12
Poids palette	87,2 kg
Longueur palette	800 mm
Largeur palette	1200 mm
Hauteur palette	1550 mm
Nombre d'unités par couche	2,4
Nombre de couches par palette	5