

## Couvercle pour support sac 120 L - jaune

Ref. : G710125



### Plus produit

Disponible en 5 couleurs pour faciliter le tri sélectif.

Le couvercle peut rester ouvert (ouverture manuelle) ou s'ouvrir et se refermer (quand il est actionné avec la pédale).

### Caractéristiques produit

Hauteur	76 mm
Largeur	484 mm
Longueur	530 mm
Matière	PP
Couleur	Jaune
Poids	0.700 kg
GENCODE	3573678679764
Code douanier	39231090

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.

### Données logistiques

Nombre de pièces par sous conditionnement	6
Poids sous conditionnement	,6 kg
Longueur sous conditionnement	600 mm
Largueur sous conditionnement	500 mm
Hauteur sous conditionnement	400 mm
Nombre de pièces par palette	160
Poids palette	132 kg
Longueur palette	1000 mm
Largeur palette	1200 mm
Hauteur palette	1650 mm
Nombre d'unités par couche	8,888888889
Nombre de couches par palette	3