



Support sac 120 L + couvercle jaune

Ref. : G631025



Plus produit

Support sac 120 L avec couvercle jaune.

Le couvercle peut rester en position ouverte (ouverture manuelle) ou s'ouvrir et se refermer (quand il est actionné avec la pédale).

La pédale permet également d'éviter les contaminations.

Support sac équipé de 2 roues pour faciliter le déplacement. 2 roues supplémentaires sont disponibles en option.

Mise en place et extraction du sac très facile.

La poignée droite, à l'arrière, permet un meilleur positionnement contre les murs.

5 couleurs de couvercle adaptées au tri sélectif sont disponibles.

Le support sac couvercle jaune est livré en 2 colis distincts (1 colis pour le support sac, 1 colis pour le couvercle).

Caractéristiques produit

Hauteur	970 mm
Largeur	500 mm
Longueur	640 mm
Contenance	120 L
Matière	PEHD
Couleur	Jaune
Longueur intérieure bas produit	400 mm
Largeur intérieure bas produit	380 mm
Hauteur intérieure bas produit	790 mm
Poids	6.300 kg
GENCODE	3573678680517
Code douanier	39231090

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.

Données logistiques

Nombre de pièces par sous conditionnement	1
Poids sous conditionnement	7,3 kg
Longueur sous conditionnement	790 mm
Largueur sous conditionnement	280 mm
Hauteur sous conditionnement	510 mm
Nombre de pièces par palette	12
Poids palette	85,6 kg
Longueur palette	800 mm
Largeur palette	1200 mm
Hauteur palette	1550 mm
Nombre d'unités par couche	2,4
Nombre de couches par palette	5