



Bac plat 3 L Gilactiv® - bleu

Ref. : G155290



Plus produit

Bac plat Gilactiv® conçu avec le procédé exclusif Sanitized®, qui protège la surface du bac contre les virus et les bactéries. Efficacité antibactérienne et antivirale prouvée sur la surface du bac (en utilisation bac vide ou plein) pour un large spectre de germes, dont le coronavirus humain HCoV-229E. Des tests menés par un laboratoire français indépendant agréé par l'union européenne ont permis de mesurer la disparition de 98,6% du virus au bout de deux heures.

Optez pour une protection renforcée avec Gilactiv®. Les résultats des tests virucides sont disponibles sur demande.

Ce bac plat vient compléter la gamme des bacs plats en PEHD, gamme la plus large et personnalisable du marché avec 5 couleurs et 5 volumes

Large plage de température d'utilisation.

Dimensions adaptées aux réfrigérateurs.

Utilisables en :

- bacs de décongélation grâce à la grille qui permet de séparer les eaux de décongélation du produit à décongeler.
- bacs de préparation pour produits ruisselants.
- bacs à ingrédients.
- bacs pour conserver les échantillons des plats témoins.
- bacs de fermentation et de décantation.

Emboîtable et empilable avec couvercle.

Gestion de la traçabilité grâce à l'IML.

Caractéristiques produit

Hauteur	70 mm
Largeur	230 mm
Longueur	347 mm
Contenance	3 L
Taux d'emboîtement*	79,00 %
Matière	PEHD
Couleur	Bleu
Longueur intérieure bas produit	280 mm
Largeur intérieure bas produit	165 mm
Hauteur intérieure bas produit	67 mm
Poids	0.260 kg
GENCODE	3573678684409
Code douanier	39241000

Données logistiques

Nombre de pièces par sous conditionnement	1200
Poids sous conditionnement	322 kg
Nombre de pièces par palette	1200
Poids palette	322 kg
Longueur palette	1200 mm
Largeur palette	1000 mm
Hauteur palette	1570 mm
Nombre d'unités par couche	,0833333333
Nombre de couches par palette	12

* Le taux d'emboîtement est le pourcentage de la hauteur d'un contenant qui s'imbrique dans un autre contenant.



Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS