



## Bac plat 3 L en ABS - transparent

Ref. : G154200



### Plus produit

Large plage de température d'utilisation.

Dimensions adaptées aux réfrigérateurs.

Utilisables en :

- bacs de décongélation grâce à la grille (en option) qui permet de séparer les eaux de décongélation du produit à décongeler.
- bacs de préparation pour produits ruisselants.
- bacs à ingrédients.
- bacs pour conserver les échantillons des plats témoins.
- bacs de fermentation et de décantation.

Fond du bac dépoli, aspect mat, pour une moindre visibilité des rayures.

Existent en version PEHD en 5 coloris et 5 volumes (couvercle en option). Existent également en version Gilactiv® et en matière biosourcée.

### Caractéristiques produit

Code douanier	39241000
Code EAN	3573678687912
Poids net	0,28 kg
Longueur	351 mm
Largeur	236 mm
Hauteur	70 mm
Contenance	3 L
Taux d'emboîtement	79,00 %
Longueur intérieur bas produit	280 mm
Largeur inférieur bas produit	165 mm
Hauteur intérieur bas produit	67 mm
Matière	ABS
Couleur	Transparent
Fabrication française	Oui
Sans Bisphenol A	Oui

### Données logistiques

Nombre de pièces par palette	500
Poids palette	140 kg
Longueur palette	1200 mm
Largeur palette	800 mm

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.