


FICHE TECHNIQUE

Référence	215001
Désignation	Réplicateur



Description :

- ✓ Pour microplaques
- ✓ Pointes en acier inox
- ✓ Autoclavable
- ✓ Stérilisable à la flamme
- ✓ Substitut économique aux appareils robotisés
- ✓ Nombre de picots 96 picots
- ✓ Longueur des picots : 2,54 cm
- ✓ Taille des picots 1,55 x 1,55 mm
- ✓ Conception picot plat, carré
- ✓ Dimensions (L x l x H) 110 x 76 x 110 mm

Unité de vente :

1 Réplicateur