

Désignation

- Kit Onestep Rt-Pcr

Référence

- 220303

Unité de vente

100 Réactions

Description

Le kit OneStep RT-PCR est un système très pratique pour mettre en place des réactions RT-PCR dans un seul tube. Il contient un mélange d'enzymes principales comprenant une transcriptase inverse dART hautement processive, une ADN polymérase à démarrage à chaud et un inhibiteur unique de RNase fonctionnant bien à température élevée.

Master Buffer contient un tampon optimisé comprenant des dNTP, des stabilisants et des améliorations de réaction.

Le kit est conçu pour amplifier l'ADN de n'importe quel ARN avec une spécificité et une sensibilité élevée en une seule étape. Notre système est dédié à des fins d'analyse et de clonage.

