




Bac plat 3 L biosourcé - blanc

Ref. : G152221



Plus produit

Bac plat en matière biosourcée.
Dimensions adaptées aux réfrigérateurs.
Les bacs plats sont utilisables en :

- bacs de décongélation grâce à la grille qui permet de séparer les eaux de décongélation du produit à décongeler.
- bacs de préparation pour produits ruisselants.
- bacs à ingrédients.
- bacs pour conserver les échantillons des plats témoins.
- bacs de fermentation et de décantation.

Bac emboitable et empilable avec couvercle.

Gestion de la traçabilité grâce à l'IML.

3 volumes disponibles 3 L, 5 L, 8 L.

Le bac plat en matière biosourcée est d'aspect blanc sans colorant.

La matière biosourcée provient de ressources naturelles et renouvelables au lieu de ressources limitées comme les énergies fossiles.

En tant qu'entreprise responsable, GILAC propose aux professionnels des alternatives aux matières habituelles tout en maintenant un niveau de qualité optimale, en conformité totale avec les normes de sécurité alimentaire en vigueur.

Caractéristiques produit

Code douanier	39241000
Code EAN	3573678682269
Poids net	0,26 kg
Longueur	347 mm
Largeur	230 mm
Hauteur	70 mm
Contenance	3 L
Taux d'emboîtement	79,00 %
Longueur intérieur bas produit	280 mm
Largeur inférieur bas produit	165 mm
Hauteur intérieur bas produit	67 mm
Matière	PEHD_BIO
Couleur	Blanc
Fabrication française	Oui
Sans Bisphenol A	Oui

Données logistiques

Nombre de pièces par palette	1000
Poids palette	260 kg
Longueur palette	1200 mm
Largeur palette	800 mm
Hauteur palette	1570 mm

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.