

## Désignation

- Bac plat 5 l biosourcé - blanc

## Référence

- 221227

Unité de vente : 1



---

## Description

- Bac plat en matière biosourcée.
- Dimensions adaptées aux réfrigérateurs.
- Les bacs plats sont utilisables en :
  - - bacs de décongélation grâce à la grille qui permet de séparer les eaux de décongélation du produit à décongeler.
  - - bacs de préparation pour produits ruisselants.
  - - bacs à ingrédients.
  - - bacs pour conserver les échantillons des plats témoins.
  - - bacs de fermentation et de décantation.
- Bac emboitable et empilable avec couvercle.
- Gestion de la traçabilité grâce à l'IML.
- Volume : 5 L
- Le bac plat en matière biosourcée est d'aspect blanc sans colorant.
- La matière biosourcée provient de ressources naturelles et renouvelables au lieu de ressources limitées comme les énergies fossiles.

