

Désignation

- Bac plat 8 l biosourcé - blanc

Référence

- 221228

Unité de vente : 1



Description

- Bac plat en matière biosourcée.
- Dimensions adaptées aux réfrigérateurs.
- Les bacs plats sont utilisables en :
 - - bacs de décongélation grâce à la grille qui permet de séparer les eaux de décongélation du produit à décongeler.
 - - bacs de préparation pour produits ruisselants.
 - - bacs à ingrédients.
 - - bacs pour conserver les échantillons des plats témoins.
 - - bacs de fermentation et de décantation.
- Bac emboîtable et empilable avec couvercle.
- Gestion de la traçabilité grâce à l'IML.
- Volume : 8 L
- Le bac plat en matière biosourcée est d'aspect blanc sans colorant.
- La matière biosourcée provient de ressources naturelles et renouvelables au lieu de ressources limitées comme les énergies fossiles.

