




Collecteur à pédale 90 L + porte - couvercle jaune

Ref. : G614825



Plus produit

Collecteur à pédale Polaris.
 Equipé de deux roues antitraces (diamètre 120 mm).
 Facile à déplacer.
 Extraction du sac facilitée grâce à la porte latérale.
 Pédale permettant d'éviter les contaminations.
 Nettoyage simplifié.
 Couleurs de couvercle adaptées au tri sélectif.

Caractéristiques produit

Code douanier	39241000
Code EAN	3573678662698
Poids net	8,5 kg
Longueur	515 mm
Largeur	485 mm
Hauteur	922 mm
Contenance	90 L
Longueur intérieur bas produit	390 mm
Largeur inférieur bas produit	290 mm
Hauteur intérieur bas produit	665 mm
Matière	PP
Couleur	Jaune
Sans Bisphenol A	Oui

Données logistiques

Nombre de pièces par palette	8
Poids palette	108 kg
Longueur palette	1200 mm
Largeur palette	1000 mm
Hauteur palette	2050 mm

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.