

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	224001
<b>Désignation</b>	Microtubes à congélation



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Large zone de marquage blanche
- ✓ Gradués
- ✓ Etanches
- ✓ Stérilisés par radiations
- ✓ Capuchon vissé externe
- ✓ Utilisables jusqu'à -196°C
- ✓ Capacité : 4,5 ml
- ✓ Dimensions (Ø ext. x h) 11,36 x 86,5 mm

### Unité de vente :

500 Microtubes à congélation