

FICHE TECHNIQUE

Référence	224023
Désignation	Bécher 5 000 ml



Description :

- ✓ Bécher en polypropylène
- ✓ Avec poignée, facile à attraper
- ✓ Avec marquage facile à lire
- ✓ Avec bec verseur anti-gouttes

Certificats :

- ✓ Autoclavable
- ✓ Utilisable de -30°C à +121°C

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 5 000 ml
- ✓ Hauteur : 263 mm

Unité de vente :

2 Béchers