

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	224033
<b>Désignation</b>	Eprouvettes



### Description :

- ✓ Eprouvettes graduées
- ✓ En polypropylène
- ✓ Graduations moulées faciles à lire
- ✓ Larges becs-verseurs anti-gouttes
- ✓ Socle hexagonal pour plus de stabilité
- ✓ Autoclavables
- ✓ Norme de précision : DIN 1261 / ISO 6706
- ✓ Capacité : 25 ml
- ✓ Graduations : 0.5 ml
- ✓ Marge d'erreur :  $\pm 0.5$  mm
- ✓ Hauteur : 170 mm

### Unité de vente :

12 Eprouvettes