

FICHE TECHNIQUE

Référence	224034
Désignation	Eprouvettes



Description :

- ✓ Eprouvettes graduées
- ✓ En polypropylène
- ✓ Graduations moulées faciles à lire
- ✓ Larges becs-verseurs anti-gouttes
- ✓ Socle hexagonal pour plus de stabilité
- ✓ Autoclavables
- ✓ Norme de précision : DIN 1261 / ISO 6706
- ✓ Capacité : 50 ml
- ✓ Graduations : 1 ml
- ✓ Marge d'erreur : ± 1 mm
- ✓ Hauteur : 198 mm

Unité de vente :

12 Eprouvettes