

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	224037
<b>Désignation</b>	Eprouvettes



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Graduations moulées faciles à lire
- ✓ Larges becs-verseurs anti-gouttes
- ✓ Socle hexagonal pour plus de stabilité
- ✓ Autoclavables
- ✓ Norme de précision : DIN 1261 / ISO 6706
- ✓ Capacité : 500 ml
- ✓ Hauteur : 344 mm
- ✓ Graduations : 5 ml
- ✓ Marge d'erreur :  $\pm 5$  mm

### Unité de vente :

3 Eprouvettes

---