

FICHE TECHNIQUE

Référence	224038
Désignation	Eprouvettes



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Graduations moulées faciles à lire
- ✓ Larges becs-verseurs anti-gouttes
- ✓ Socle hexagonal pour plus de stabilité
- ✓ Autoclavables
- ✓ Norme de précision : DIN 1261 / ISO 6706
- ✓ Capacité : 1000 ml
- ✓ Graduations : 10 ml
- ✓ Marge d'erreur : ± 10 mm
- ✓ Hauteur : 412 mm

Unité de vente :

3 Eprouvettes
