

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	224047
<b>Désignation</b>	Eprouvettes



### Description :

- ✓ En TPX
- ✓ Gradués moulés faciles à lire
- ✓ Larges bords anti-gouttes
- ✓ Socle hexagonal pour plus de stabilité
- ✓ Autoclavables
- ✓ Norme de précision : DIN 1261 / ISO 6706
- ✓ Graduation : 20 ml
- ✓ Marge d'erreur :  $\pm 20$  mm
- ✓ Hauteur : 482 mm
- ✓ Capacité : 2000 ml

### Unité de vente :

3 Eprouvettes

---