


FICHE TECHNIQUE

Révision 3 – aout 2009

Désignation du produit : Tube OncoQuick®

Spécifications

	 <p>227255</p>
Description	Tubes OncoQuick® avec barrière poreuse et milieu séparateur
Dimension	Tube Ø [mm] x hauteur [mm] : 29.5 x 114.5 mm Tube avec bouchon : 34.9 x 115.5mm
Volume	Volume total : 50 ml Volume échantillon : 15 - 30 ml
Matière	PP (Polypropylène), absence de métaux lourds Barrière poreuse HDPE (Polyéthylène de basse densité), absence de métaux lourds Bouchon vissant HDPE (Polyéthylène de basse densité), absence de métaux lourds
Couleur	Tube Transparent, gradué bleu Barrière poreuse : blanche Bouchon : bleu Séparation : bleue
Stérilisation	-
Autres informations	Dispositif à usage unique

Caractéristiques

Basic	-
Température de stockage	+4°C à + 22°C
Autoclavable	-
Centrifugation, max RCF	1600 x g: rotor nacelles
Durée de vie	2 ans après le mois de production
Autres informations	-

Conditionnement

Conditionnement	4
-----------------	---