

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	227261
<b>Désignation</b>	Tubes à centrifuger



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Fond conique
- ✓ Avec bouchon vissant bleu
- ✓ Stérilisés par irradiation gamma
- ✓ RNase et DNase free, non pyrogène, non cytotoxique
- ✓ Vitesse de centrifugation : 17000g (rotor à angle fixe)
- ✓ Volume : 50 ml
- ✓ Dimensions tube sans bouchon : 29,5 x 114,5 mm
- ✓ Dimensions tube avec bouchon : 34,9 x 115,5 mm
- ✓ Unité d'emballage : 25 / sachet

### Unité de vente :

500 Tubes

---