


## FICHE TECHNIQUE

Révision 09 – 17 octobre 2011

Numéro de référence : 227288

Désignation du produit : Tube Leucosep™ avec barrière poreuse  
Photo :



### COMPOSITION :

Matière du tube : Polypropylène, absence de métaux lourds  
Matière du bouchon : Polyéthylène Haute Densité, absence de métaux lourds

### CARACTERISTIQUES:

Ø [mm] x hauteur [mm] : 29.5 x 114.5  
Volume [ml] : 50  
Volume de travail [ml] : 15 – 30 ml de sang  
Aseptique : +  
Couleur : Transparent  
Bouchon vissant : bleu (34.9x115.5mm)  
Graduation : + (bleu)  
Milieu de séparation : +/- pré-rempli avec milieu de séparation Leucosep™  
A usage unique  
Température (résistance) : Tube +4°C à +30°C  
Autoclavable Non  
Autres informations : Exemptes de pyrogens - Matières non cytotoxique

### CONDITIONNEMENT

Qté par sachet/carton : 25/250