

FICHE TECHNIQUE

Référence	228000
Désignation	Incubateur microbiologique 18 l Heratherm



Description :

- ✓ Modèle standard compact IMC18 : encombrement minimal pour les espaces réduits
- ✓ Températures proches ou inférieures à la température ambiante
- ✓ Précision thermique pointue
- ✓ Eclairage intérieur facilitant l'observation des échantillons
- ✓ Température d'incubation de 17° à 40°C possible avec une température ambiante admissible comprise entre +18°C à +32°C
- ✓ Peltier avec convection mécanique

Convection	Mécanique
Plage de temp.	17°C – 50°C
Homogénéité	± 1,2°C
Stabilité à 37°C	± 0,2°C
Encombrement	0,12 m ²
Volume	18 l.
Dimensions chambre (LxHxP)	180 x 310 x 290 mm
Dimensions extérieures (LxHxP)	160 x 415 x 470 mm
Nombre d'étagères fournies/max.	2/3
Charge max/étagère	2 kg
Tension	100 – 240 V
Puissance	45 W - 0,5–0,85 A
Poids	7,2 kg

Unité de vente :

1 Incubateur microbiologique 18 l. Heratherm