


FICHE TECHNIQUE

Référence	228296
Désignation	Rack pour 5x5 boîtes de congélation 133x133x51mm



Description :

- ✓ Rack réglable à accès latéral (réglable)
- ✓ Optimisez l'espace de stockage dans votre congélateur à ultra-basse température grâce à ces racks Thermo Scientific™ pour congélateurs Forma™ séries 88000 et TSU.
- ✓ Couleur : Argent
- ✓ Forme Carré
- ✓ Étagères : 4
- ✓ Largeur 13,7 cm
- ✓ Hauteur 27,7 cm
- ✓ Profondeur 67.3 cm

Unité de vente :

1 Rack