

Désignation

- Pointe ClipTip THERMO 20 stérile volume 1 - 20 μ l - sur rack de 96 pointes

Référence

- 228356



Unité de vente : 960

-
- Code couleur sur les plateaux de pointes et marquage du lot et des volumes
 - Pointes à faible rétention
 - Certifiées DNA, RNase, DNase, ATP, et endotoxines free
 - Les pointes 384 sont spécialement adaptées à la pipette E1-ClipTip Equalizer 384
 - Stérile
 - Volume : 1 - 20 μ l
 - Matériau : Polypropylène
 - Couleur : Rose
 - Autoclavable

