

Désignation

- Pointes de pipettes à filtre ClipTip 50 μ L rack stérile

Référence

- 228362

Unité de vente : 960



Description

- ClipTip 50, avec filtre, Stérile, Rack
- Volume : 50 μ l
- À filtre
- Non autoclavable
- Longueur : 5,1 cm
- Format : Rack
- Type de pointe : Faible rétention
- Conditionnement : 10 x 96 pointes / rack
- Code couleur : Violet
- À utiliser avec : Thermo Scientific™ E1-ClipTip
- Gamme de produits ClipTip™
- Stériles et prêtes pour PCR

