

Désignation

- Pointe ClipTip THERMO 200 stérile volume 10 - 200 μ l - sur rack de 96 pointes

Référence

- 228368



Unité de vente : 960

-
- Code couleur sur les plateaux de pointes et marquage du lot et des volumes
 - Avec ou sans filtre (super-filtres à pores de 14 μ m)
 - Pointes à faible rétention
 - Certifiées DNA, RNase, DNase, ATP, et endotoxines free
 - Les pointes 384 sont spécialement adaptées à la pipette E1-ClipTip Equalizer 384
 - Stérile
 - Volume : 10 - 200 μ l
 - Matériau : Polypropylène
 - Couleur : Jaune
 - Autoclavable

