

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|--------------|
| Référence | 228477 |
| Désignation | Rotor TX-150 |



Description :

- ✓ Rotor amovible
- ✓ A utiliser avec les centrifugeuses Thermo Heraeus Megfuge 8R, Sorvall ST 8R et SL 8R
- ✓ Capacité : 4 x 145 ml
- ✓ Vitesse maximale 4 500 rpm
- ✓ Angle : 90°
- ✓ Poids (vide) : 2,9 kg

Unité de vente :

1 Rotor TX-150