

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	228501
<b>Désignation</b>	Rotor MircoClick 24 x 2 ml



---

### Description :

- ✓ Rotor pour microtubes
- ✓ A utiliser avec les centrifugeuses Thermo Heraeus Megfuge 8R, Sorvall ST 8R et SL 8R
- ✓ Capacité : 24 x 2 ml
- ✓ Vitesse maximale 16 000 rpm
- ✓ Angle : 45°
- ✓ Autoclavable à 121°C
- ✓ Poids (vide) : 1,2 kg

### Unité de vente :

1 Rotor MicroClick 24 x 2 ml

---