

## Désignation

- Pointes de pipettes à filtre ClipTip 50µL rack stérile

## Référence

- 228599

Unité de vente : 960



---

## Description

- Pointes de pipettes au format 384, à filtre ClipTip™
- Les pointes de pipettes Thermo Scientific™ ClipTip™ format 384 sont conçues pour les applications de microplaques au format 384, en association avec les pipettes électroniques E1-ClipTip. Dotés d'un mécanisme innovant de fixation à embout 'snap and seal', les cônes de pipettes assurent une force légère grâce à un accessoire à pointe sécurisée, permettant une plus grande efficacité et une plus grande confiance dans votre travail.
- Volume : 12,5 µl
- À filtre
- Autoclavable
- Longueur : 3,0 cm
- Format Rack
- Type de pointe Version longue
- Code couleur Rose
- À utiliser avec Thermo Scientific™ E1-ClipTip, E1-ClipTip™ Pipette électronique
- Gamme de produits ClipTip™
- Stérile et prêts pour la PCR
- Conditionnement : 10 x 384 cônes/portoir

