

Désignation

- Petite centrifugeuse de paillasse SL 8R

Référence

- 228620

Unité de vente : 1



Description

- Petite centrifugeuse de paillasse SL 8R
- Capacité : 4 x 145 ml (TX-150), 6 x 50 ml (HIGHConic III)
- Réfrigéré : Oui
- Alimentation électrique : 230 V 50/60 Hz
- Vitesse max.4 500 tr/min (rotor TX-150) ; 17 850 tr/min (rotor 24 x 2 MicroClick)
- FCR max.3,260 g (rotor TX-150) ; 30,279 g (rotor MicroClick 24 x 2)
- Réfrigéré Oui
- Niveau sonore<52 dB(A) (avec rotor MicroClick 24 x 2) ; <56 dB(A) avec tous les rotors
- Fonctions de sécurité : Système d'échange de rotor Auto-Lock, système de détection de déséquilibre SMARTSpin, couvercles de confinement biologique ClickSeal certifiés
- Puissance : 750 W
- Certifications/Conformité : CEI 61010-1, CEI 61010-2-020, CEI 61010-2-101, EN 61326-1 ; homologué UL / marquage CE / conforme DIV / confinement biologique certifié par l'organisme de santé publique Public Health England, Porton Down, Royaume-Uni
- Alimentation électrique : 230 V 50/60 Hz
- Type de contrôleur : Microprocesseur
- Dimensions (H x l x P) : 32 x 46 x 67 cm. couvercle ouvert : 70 cm
- Poids net : 71 kg
- Stockage de programmes : 3 boutons de programme direct, plus 96 programmes supplémentaires via un dossier, tous avec une dénomination de programme alphanumérique
- Durée de fonctionnement : 99 heures 59 min, en continu
- Plage de températures : -10°C à +40°C

