

FICHE TECHNIQUE

Référence	228737
Désignation	Incubateur réfrigéré



Description :

- ✓ Incubateur réfrigéré 178 L Heratherm IMP 180 avec prise intérieure
- ✓ Dimensions : 640 x 920 x 738 mm
- ✓ Poids : 84 Kg
- ✓ Alimentation : 230 V / 50 Hz
- ✓ 2 capacités : 178 l
- ✓ Technologie Peltier sans réfrigérant
- ✓ Température +5 °C à +70 °C
- ✓ Double sondes de température
- ✓ Alarme de sur-température
- ✓ Minuterie avec programmation (10 programmes)
- ✓ Porte intérieure en verre
- ✓ Chambre en inox
- ✓ Consommation énergétique réduite
- ✓ Port d'accès de 42 mm -RS232 et contact sec en standard
- ✓ Livrés avec 2 plateaux perforés

Unité de vente :

1 Incubateur