

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	229199
<b>Désignation</b>	Agitateur Rocker digital



### Description :

- ✓ Modèle : digital rocker
- ✓ Affichage numérique LED avec grande plateforme
- ✓ Contrôle précis de la vitesse et réglage rapide de l'angle pour faciliter l'agitation des échantillons
- ✓ Tension : 230V – 50/60Hz
- ✓ Capacité de charge : 4,5 kg
- ✓ Angle d'oscillation : 1° - 15°
- ✓ Minuteur : continue / Plage de durée : 1 s – 9999 min
- ✓ Garantie : 2 ans
- ✓ Type de bouchon : 230V EU / UK / CHN Plug
- ✓ Livré avec : Dimpled Rubber Mat tray x 1, Rubber strip x 6, User Manual x 1, EU plug x 1, UK plug x 1, CHN plug x 1
- ✓ Dimensions : 487 x 387 x 354 mm
- ✓ Dimensions de la plateforme : 322 x 282 x 19 mm

### Unité de vente :

1 Agitateur Rocker digital

---