


FICHE TECHNIQUE

Référence	231100
Désignation	Cold Box



Description :

- ✓ Enceintes réfrigérées compactes pour paillasse
- ✓ Modèle B 30 -20
- ✓ Modèle avec porte vitrée
- ✓ Affichage LED
- ✓ Intérieur tout inox
- ✓ Port d'accès Ø 10mm
- ✓ Unités superposables (max. 3)
- ✓ Volume : 30 L
- ✓ Température : +10°C à -20°C
- ✓ Dimensions internes : 360 x 350 x 230 mm
- ✓ Dimensions externes : 530 x 700 x 460 mm
- ✓ Poids : 42 kg
- ✓ Accessoires : rack avec 4 tiroirs (4 boîtes par tiroirs) référence 231101

Unité de vente :

1 Cold Box
