

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|-------------|
| Référence | 231965 |
| Désignation | Erlenmeyers |



Description :

- ✓ En verre Pyrex
- ✓ Grande résistance aux chocs grâce à la régularité de l'épaisseur des parois et du fond, ainsi que du col renforcé par un bourrelet
- ✓ Graduations indélébiles émaillées en blanc
- ✓ Base parfaitement plane optimisant l'agitation
- ✓ Usage intensif
- ✓ A col étroit
- ✓ Volume : 2000 ml
- ✓ Diamètre extérieur : 160 mm
- ✓ Diamètre extérieur col : 50 mm
- ✓ Diamètre intérieur col : 43 mm
- ✓ Hauteur : 268 mm

Unité de vente :

1 Erlenmeyer