

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	232442
<b>Désignation</b>	Erlenmeyer 125 ml



### Description :

- ✓ Erlenmeyer à col large à usage intensif
- ✓ En verre pyrex
- ✓ Graduations indélébiles émaillées en blanc
- ✓ Zone de marquage
- ✓ Base parfaitement plane optimisant l'agitation

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 125 ml
- ✓ Dimensions ( $\varnothing$  corps x  $\varnothing$  col x hauteur) : 66 x 32 x 108 mm

### Unité de vente :

12 Erlenmeyer 125 ml