


FICHE TECHNIQUE

Référence	232447
Désignation	Erlenmeyers



Description :

- ✓ En verre Pyrex
- ✓ Grande résistance aux chocs grâce à la régularité de l'épaisseur des parois et du fond, ainsi que du col renforcé par un bourrelet
- ✓ Graduations indélébiles émaillées en blanc
- ✓ Base parfaitement plane optimisant l'agitation
- ✓ A col large
- ✓ Diamètre extérieur corps : 81 mm
- ✓ Diamètre extérieur col : 39 mm
- ✓ Diamètre intérieur col : 36 mm
- ✓ Hauteur : 134 mm
- ✓ Volume : 250 ml

Unité de vente :

12 Erlenmeyers
