

FICHE TECHNIQUE

Référence	232454
Désignation	Erlenmeyer 500 ml



Description :

- ✓ Erlenmeyer usage intensif à col large
- ✓ Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex de haute qualité
- ✓ Meilleure résistance mécanique que les Erlenmeyers classiques
- ✓ Bords renforcés pour une résistance accrue aux chocs et aux impacts
- ✓ Graduations et zone de marquage blancs

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 500 ml
- ✓ Taille du bouchon : 43 (bouchons à commander séparément)
- ✓ Diamètre ext. corps : 97 mm
- ✓ Diamètre int. col : 43 mm
- ✓ Hauteur : 174 mm

Unité de vente :

6 Erlenmeyers