

Désignation

- Erlenmeyer usage intensif 1l pyrex col large

Référence

- 232460

Unité de vente : 6



Description

- Erlenmeyer gradué 1000 ml en verre Pyrex, col large, à usage intensif
- Grande résistance aux chocs grâce à la régularité de l'épaisseur des parois et du fond, ainsi que du col renforcé par un bourrelet
- Graduations indélébiles émaillées en blanc
- Base parfaitement plane optimisant l'agitation
- Volume : 1000 ml
- Matériau : Verre Pyrex
- Dimensions
- \varnothing ext. corps : 122 mm
- Hauteur : 219 mm
- Dimensions : \varnothing ext. col : 52 / \varnothing int. col : 49 mm
- Autoclavable

