

FICHE TECHNIQUE

Référence	232465
Désignation	Erlenmeyer gradué



Description :

- ✓ En pyrex
- ✓ A usage intensif
- ✓ Grande résistance aux chocs grâce à la régularité de l'épaisseur des parois et du fond, ainsi que du col renforcé par un bourrelet
- ✓ Graduations indélébiles émaillées en blanc
- ✓ Base parfaitement plane optimisant l'agitation
- ✓ Volume 2000 ml
- ✓ Ø externe du corps 156 mm
- ✓ Ø externe du col 68 mm / Ø interne du col 62 mm
- ✓ Hauteur : 279 mm

Unité de vente :

1 Erlenmeyer gradué