

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	232531
<b>Désignation</b>	Flacons



---

### Description :

- ✓ Flacons compte-gouttes ronds
- ✓ En LDPE
- ✓ Bouchon avec bec pivotant
- ✓ Utilisables en tant que compte-gouttes ou pissettes
- ✓ Parfaits distributeurs de gel
- ✓ Bonne résistance chimique
- ✓ Capacité : 60 ml
- ✓ Hauteur : 79 mm
- ✓ Diamètre extérieur : 40 mm

### Unité de vente :

10 Flacons

---