

FICHE TECHNIQUE

Référence	232533
Désignation	Flacon



Description :

- ✓ Flacon compte-goutte ronds
- ✓ En LPDE
- ✓ A bec pivotant
- ✓ Utilisables en tant que compte-gouttes ou pissettes
- ✓ Parfaits distributeurs de gel
- ✓ Bonne résistance chimique
- ✓ Capacité : 250 ml
- ✓ Hauteur : 145 mm
- ✓ Diamètre extérieur : 59 mm

Unité de vente :

10 Flacons
