

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	232548
<b>Désignation</b>	Flacons de laboratoire



### Description :

- ✓ En verre Pyrex
- ✓ Bouchon rouge à vis
- ✓ Bouchon et bague anti-goutte en polyester thermoplastique
- ✓ Code de traçabilité imprimé : certificat de lot téléchargeable
- ✓ Résistant à une stérilisation à air chaud jusqu'à 180°C
- ✓ Joint en silicone revêtu de PTFE, résiste aux attaques chimiques
- ✓ Ø corps : 56 mm
- ✓ Hauteur flacon : 100 mm
- ✓ Filetage GL 45
- ✓ Volume : 100 ml

### Unité de vente :

10 flacons

---